

Disinfection Wipes

13,5x18,5 CM

- (GB)** Disinfection wipes for surfaces of non-invasive medical devices, including surfaces sensitive to alcohol. Specially formulated for use in the medical and dental environment. Contains detergent. Using a new wipe for each application wipe objects to be disinfected so that they are completely moistened. Let the disinfectant take action over a period of 30 seconds (to achieve full efficacy leave for 5 minutes). Allow surface to dry or wipe with clean tissue. For professional use only.
- Effective spectrum:** Bactericidal (30 secs). MRSA, VRE (60 secs). Legionella pneumophila (5 min). Yeasticide (30 secs). Fungicidal (30 secs). Clostridium difficile (5 min). Mycobacterium avium (2 min). Virucidal activity against enveloped viruses (2 min): Vaccinia virus, Hepatitis B virus (HBV), Hepatitis C virus (HCV), Hepatitis Delta virus (HDV), HIV, Influenza Virus, Corona Virus, Herpesviridae, Filoviridae (Ebola), Rubella, Rabies. Measles. Tested to: EN 14885, EN 14476, EN 14348, EN 13727, EN 13624.
 - Composition:** Aqua, Benzyl-C12-18-alkyldimethyl Chlorides, C12-14-Alkyl [(Ethylphenyl) Methyl] Dimethyl Chloride, Didecylmethylammonium Chloride, 2-Propanol (not an active, <1%), Surfactant, Dipropylene glycol monomethyl ether, Polyhexamethylene biguanide hydrochloride, Cocamidopropyl Betaine, Tetrasodium EDTA, Antifoam, Preservative, Aroma.
 - Warning:** P101: If medical advice is needed, have product container or label at hand. P102: Keep out of reach of children. P301+P312: If SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/pharmacist if you feel unwell. P305+P351+P338: If IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. The wearing of protective gloves is recommended. **Storage:** P403+P233: Store in a well-ventilated place. Keep container tightly closed. P235: Keep cool. **Contraindications:** Incompatible materials: Aluminium, copper. **Disposal:** Do not discharge liquid into drains or rivers. Do not flush. Not maceratable. Any serious incident related to this medical device must be reported to the manufacturer and the competent authorities.

- (NL)** Desinfectiedoekjes voor oppervlakken van niet-invasieve medische hulpmiddelen, inclusief oppervlakken gevoelig voor alcohol. Speciaal ontwikkeld voor gebruik in de medische en tandheelkundige omgeving. Bevat reinigingsmiddel. Gebruik voor iedere desinfectie een nieuw doekje om het gehele oppervlak vochtig te maken. Laat het desinfectiemateriaal 30 seconden inwerken (of 5 minuten voor volledige effectiviteit). Laat het oppervlak drogen of wrijf droog met een schone tissue. Uitsluitend voor professioneel gebruik.
- Werkingspectrum:** Bactericide (30 sec). MRSA, VRE (60 sec). Legionella pneumophila (5 min). Gisten (30 sec). Schimmels (30 sec). Clostridium difficile (5 min). Mycobacterium avium (2 min). Virucidale activiteit tegen omhulde virussen (2 min): vacciniavirus, hepatitis B-virus (HBV), hepatitis C-virus (HCV), hepatitis delta-virus (HDV), hiv, griepvirussen, coronavirus, herpesviridae, filoviridae (ebola), rodehond, hondsdoelheid, mazelen. Getest volgens: EN 14885, EN 14476, EN 14348, EN 13727, EN 13704, EN 13624.
 - Samenstelling:** Water, Benzyl-C12-18-alkyldimethylchloride, C12-14-alkyl [(ethylphenyl) methyl] Dimethyl chloride, Didecylmethylammoniumchloride, 2-Propanol (niet actief, <1%), oppervlakteactieve stof, dipropyleenglycol-monometylether, Polyhexamethyleen biguanide hydrochloride, Cocamidopropylbetaine, Tetrasodium EDTA, antischuim, conserveringsmiddel, aroma.
 - Waarschuwing:** P101: Bij het innemen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P301+P312: NA INSLUKKEN: Bij onwel worden een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Bijlen spoeien. Het dragen van beschermende handschoenen wordt aangeraden. **Opslag:** P403+P233: Bewaren in een goed geventileerde ruimte. In goed gesloten verpakking bewaren. P235: Koel bewaren. **Contra-indicaties:** Chemisch op elkaar inwerkende materialen: Aluminium, koper. **Verwijdering:** Laat geen vloeistof in het riool of rivieren lopen. Niet doorspoelen. Niet macereerbaar. Elk ernstig voorval in verband met dit medisch hulpmiddel moet worden gemeld aan de fabrikant en de bevoegde autoriteiten.

- (F)** Lingettes de désinfection pour les surfaces des dispositifs non invasifs médicaux, y compris les surfaces sensibles à l'alcool. Spécialement formulé pour une utilisation dans l'environnement médical et dentaire. Contient du détergent. Utilisez une lingette pour chaque application, essayez la partie à désinfecter afin qu'elle soit complètement imprégnée de produit. Laissez agir au moins 30 secondes (ou 5 minutes pour une efficacité maximale). Laissez évaporer le produit ou essuyer avec un textile propre. Pour usage professionnel seulement.
- Spectre effectif:** Bactéricide (30 sec). MRSA, VRE (60 sec). Legionella pneumophila (5 min). Levures (30 sec). Fongicides (30 sec). Clostridium difficile (5 min). Mycobacterium avium (2 min). Influence A H1N1 (2 min). Activité virucide contre les virus enveloppés (2 min): virus de la vaccine, virus de l'hépatite B (VHB), virus de l'hépatite C (VHC), virus de l'hépatite delta (HDV), VIH, virus de la grippe, coronavirus, herpesviridae, filoviridae (Ebola), rubéole, Rage, rougeole. Contrôlé selon: EN 14885, EN 14476, EN 14348, EN 13727, EN 13704, EN 13624.
 - Composition:** Eau, Benzyl-C12-18-Alkyldiméthyl Chlorures, C12-14-Alkyl [(Ethylphényl) Méthyl] Diméthyl Chloride, Didecylmethylammonium-chloride, 2-Propanol (non actif, <1%), surfactant, éther monométhylque de dipropylène glycol, Chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide, Cocamidopropylbétaine, EDTA tétrasodique, antimosse, conservateur, arôme.
 - Attention:** P101: En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. P102: À conserver hors de portée des enfants. P301+P312: EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/docteur en cas de malaise. P305+P351+P338: EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau tiède pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Il est conseillé de porter des gants. **Rangement:** P403+P233: Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche. P235: Tenir au frais. **Contre-indications:** Matières incompatibles: Aluminium, cuivre. **Destruction:** Ne pas rejeter de liquide dans les égouts ou les rivières. Ne rincez pas. Non macérables. Tout incident grave lié à ce dispositif médical doit être signalé au fabricant et aux autorités compétentes.

- (D)** Desinfektionstücher für Flächen von nicht-invasiven medizinischen Geräten, einschließlich alkohol-empfindlicher Oberflächen. Speziell für den Einsatz im medizinischen und zahnmedizinischen Bereich entwickelt. Enthält Reinigungsmittel. Vor jeder Anwendung ist ein neues Tuch zu verwenden um das Benutzen der gesamten Oberfläche zu gewährleisten. Das Desinfektionsmittel 30 Sekunden einwirken lassen (oder 5 Minuten um die volle Wirksamkeit zu erreichen). Die Oberfläche trocknen lassen oder mit einem sauberen Tuch abwischen. Nur für den professionellen Gebrauch.
- Wirkungsspektrum:** Bakterizid (30 Sek.). MRSA, VRE (60 Sek.). Legionella pneumophila (5 Min.). Hefezid (30 Sek.). Fungizid (30 Sek.). Clostridium difficile (5 Min.). Mycobacterium avium (2 Min.). Viruzide Aktivität gegen umhüllte Viren (2 min): Vaccinia-Virus, Hepatitis B Virus (HBV), Hepatitis C Virus (HCV), Hepatitis Delta Virus (HDV), HIV, Influenza Virus, Corona Virus, Herpesviridae, Filoviridae (Ebola), Röteln, Tollwut, Masern. Geprüft nach den Standards: EN 14885, EN 14476, EN 14348, EN 13727, EN 13704, EN 13624.
 - Zusammensetzung:** Wasser, Benzyl-C12-18-alkyldimethylchlorid, C12-14-Alkyl [(ethylphenyl) methyl] dimethylchlorid, Didecylmethylammoniumchlorid, 2-Propanol (nicht aktiv, <1%), Tensid, Dipropylen-glykolmonomethylether, Polyhexamethylenbiguanid-Hydrochlorid, Cocamidopropylbetain, Tetrasodium EDTA, Antischaummittel, Konservierungsmittel, Aroma.
 - Warnung:** P101: Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. P102: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P301+P312: Bei VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. P305+P351+P338: Bei KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. Das Tragen von Schutzhandschuhen wird empfohlen. **Lagerung:** P403+P233: An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Behälter dicht verschlossen halten. P235: Kühl halten. **Kontraindikation:** Inkompatible Materialien: Nicht geeignet für Aluminium. **Gefahr:** Entsorgung: Tücher nicht wasserlöslich. Nicht über Abflüsse oder Flüsse entsorgen. Jeder schwerwiegende Vorfall im Zusammenhang mit diesem Medizinprodukt ist dem Hersteller und den zuständigen Behörden unverzüglich zu melden.

- (DK)** Desinfektionsservietten til overflade af ikke-invasive overflader, medicinsk udstyr, inklusiv overflader der ikke tåler alkohol. Specielt formuleret til brug til medicinske & tandlæge. Indeholder vaskemiddel. Brug en serviet til hver application, så stedet er fuldstændigt fugtet. Lad desinfektionsmidlet virke ca. 30 sekunder (for at opnå fuld effektivitetstid 5 minutter). Lad overfladen tørre eller efter med ren klud/serviet. Kun til professionel brug.
- Effektivitet spektrum:** Bakteriedræbende (30 sek.). MRSA, VRE (60 sek.). Legionella pneumophila (5 min.). Yeasticide (30 sek.). Svampedræbende (30 sek.). Clostridium difficile (5 min.). Mycobacterium avium (2 min.). Virucidale aktivitet mod indhyllede virus (2 min): Vaccinia-virus, hepatitis B-virus (HBV), hepatitis C-virus (HCV), hepatitis delta-virus (HDV), HIV, influenzavirus, coronavirus, herpesviridae, filoviridae (Ebola), rubella, rabies, mæslinger. Testet til standarder: EN 14885, EN 14476, EN 14348, EN 13727, EN 13704, EN 13624.
 - Indhold:** Vand, Benzyl-C12-18-alkyldimethylchlorider, C12-14-alkyl [(ethylphenyl) methyl] Dimethylchlorider, didecylmethylammoniumchlorid, 2-propanol (ikke en aktiv, <1%), overfladeaktivt middel, Dipropylen-glykolmonomethylether, Polyhexamethylen biguanid-hydrochlorid, cocamidopropylbetamin, Tetrasodium EDTA, antiskummiddel, konserveringsmiddel, aroma.
 - Advarsel:** P101: Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. P102: Opbevarer utilgængeligt for børn. P301+P312: I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATION eller en læge. P305+P351+P338: VED KONTAKT MED ØJNE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Brug af beskyttelses handsker anbefales. **Opbevaring:** P403+P233: Opbevarer på et godt ventileret sted, hold beholderen tæt lukket. P235: Opbevarer køligt. **Kontraindikationer:** Materialer, der skal undgås: Aluminium, kobber. **Bortskaffelse:** Udsest ikke væske i afløb eller floder. Skyl ikke. Ikke maceratable. Enhver alvorlig hændelse i forbindelse med dette medicinske udstyr, skal inberettes til producenten og de kompetente myndigheder.



LOT
see refill bag

UFI: 8300-U0KQ-700N-8H2K

Polo MB Oisterwijk BV
Laarakkerweg 5
5061 JR Oisterwijk, The Netherlands

Topdental (Products) Ltd
12 Ryefield Way, Silsden
W. Yorks, BD20 0EF England, UK

EC REP
DIRECTA AB
P.O. Box 723, Finvids väg 8 SE-194 27
Upplands Väsby, Sweden

MD
CE
1639

Disinfection Wipes

13,5x18,5 CM



100 pieces

REF 82 90 40



ALCOHOL FREE

POLO DENT[®]
HYGIENE

- (GB)** Cleaning & disinfection wipes, alcohol free
- (NL)** Reinigings- & desinfectiedoekjes, alcoholvrij
- (F)** Lingettes de nettoyage & désinfection, sans alcool
- (D)** Reinigungs- & Desinfektionstücher, Alkoholfrei
- (DK)** Rengørings- & desinfektionsservietten, alkohol fri